

Temperaturtest Box 211 aus Neopor - Akkuversion -

Umgebungstemperatur ca. 23 °C

- Versuchsanordnung:
- **Box 211 –Akkuversion: mit seitlichen Rippen zur Akkuablage-**
aus Neopor mit Deckel (Art.Nr. 517219)
 - bestückt mit **3 Kühlakkus** à 220g, vorgekühlt auf -21 °C (Art.Nr. 104851)
 - 1 x Musterschachtel mit Temperaturfühler



Temperatur in der Box: ▪ **2-8 °C: ab 1 Stunde bis 13,5 Stunden**

